

## Rack, 96-format, LowBase

for 0.3 ml Internal Thread Tubes w Septum TPE Caps



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-51003 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 66-51003

**180,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** FluidX

**Codierung:** ohne Codierung

**Format:** LowBase Rack

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Rack leer

**Schraubdeckel / Stopfen:** Innengewinde

**Verpackung:** Packung à 10 Racks

**Volumen:** 0.3 ml