

Rack, 96-format, LowBase

for 0.3ml Int. Thread Screw / Septum TPE Cap Tubes
0.5ml Ext. Screw & 0.48ml Int. Sept. TPE Cap Tubes



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-51004 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-51004

180,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: LowBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde, Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.3 ml, 0.48 ml