

Rack, 96-format, LowBase, TubeLock

standard profile non-locking lid, for 0.3 ml
Internal Thread Tubes w Screw or Septum TPE Caps



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-51014 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-51014

180,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: LowBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.3 ml