

## Rack, 96-format, HighBase, with TubeLock

for 0.9ml Ext. Thread Screw / Septum TPE Cap Tubes

0.7ml Int. Thread Screw / Septum TPE Cap Tubes...



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-51016 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-51016

**180,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Brand:** FluidX

**Codierung:** ohne Codierung

**Format:** HighBase Rack

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Rack leer

**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde

**Verpackung:** Packung à 10 Racks

**Volumen:** 0.9 ml