

Rack, 96-format, HighBase

for 0.8 ml External Thread Tubes with Screw Caps
0.9 ml Internal Thread Tubes with Septum TPE Caps



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-51019 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-51019

180,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX
Codierung: ohne Codierung
Format: HighBase Rack
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Rack leer
Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde, Innengewinde
Verpackung: Packung à 10 Racks
Volumen: 0.8 ml