

Rack, 96-format, HighBase

for 0.65 Int. & 0.8ml Ext. Thread Tubes w TPE Caps
0.8 ml External Thread Tubes with Screw Caps



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-51021 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-51021

180,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde, Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.8 ml, 0.65 ml