

Rack, 96-format, HighBase

for 0.65 ml Internal Thread Tubes with Screw Caps

0.9 ml Internal Thread Tubes with TPE Caps



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-51022 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-51022

180,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde, Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.9 ml, 0.65 ml