

Rack, 96-format, HighBase for 0.5 ml External Thread Tubes with Screw Caps



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-51026 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 66-51026

180,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.5 ml