

Rack, 96-format, HighBase

for 0.48 ml Internal Thread Tubes with Screw Caps



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-51027 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 66-51027

180,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.48 ml