

Rack, 96-format, HighBase

for 0.7 ml Internal Thread Tubes
with Septum TPE Caps or Individual Thermal Seals



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-61001 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-61001

180,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.7 ml