

Rack, 96-format, HighBase

for 0.7 ml Internal Thread Tubes with Screw Caps
0.9ml Int. Thread, Dual-Code Tubes and more...



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-61002 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 66-61002

180,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: ohne Codierung

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.7 ml