

0.3ml Dual-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code and Human Readable Number, uncapped
LowBase, TubeLock, stand. profile non-locking lid



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-62325-L | [Azenta](#) | Herstellernummer: 66-62325-L

527,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode, Dual-Coded, Zahlencode

Format: LowBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.3 ml