

0.3ml Dual-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code and Human Readable Number
capped



Packung à 960 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX66-62326-Y6 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 66-62326-Y6

777,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode, Dual-Coded, Zahlencode

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 960 Tubes (bulk)

Volumen: 0.3 ml