

0.9ml Dual-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code and Human Readable Number, capped
HighBase, TubeLock, lid for Screw Caps and TPE Caps



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX66-62330-Y6-L | **Azenta** | Herstellernummer: 66-62330-Y6-L

992,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode, Dual-Coded, Zahlencode

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.9 ml