

Screw Cap, 24-format, External Thread

Automation Friendly, Orange, ETO treated
for 4ml Tissue Tube, 6ml and 10ml PP Jacket Tubes



Packung à 240 Caps (bulk)



Artikel-Nr.: AX66-9401-S | **Azenta** | Herstellernummer: 66-9401-S

245,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Passend für Rackformat: SBS/24

Produktart: Verschluss

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 240 Caps (bulk)

Volumen: 4.0 ml, 6.0 ml, 10.0 ml