

Screw Cap, 24-format, External Thread, clear

automation friendly

for 2.2 ml Tissue Tube, 5 ml and 7.6 ml PP Tubes



Packung à 240 Caps (bulk)



Artikel-Nr.: AX66-9402 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-9402

175,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Passend für Rackformat: SBS/24

Produktart: Verschluss

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 240 Caps (bulk)

Volumen: 2.2 ml, 5.0 ml, 7.6 ml