

Rack, 24-format, 1 piece rack base

open bottom for reading on rack readers
for 7.6 ml External Thread, Tri-coded Tubes



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-9455 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-9455

256,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Passend für Rackformat: SBS/24

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 7.6 ml