

Rack, 24-format, without lid

open bottom for reading on rack readers
for 10 ml External Thread, Tri-coded Tubes



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX66-9456 | **Azenta** | Herstellernummer: 66-9456

223,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Passend für Rackformat: SBS/24

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 10.0 ml