

0.2ml 2D-coded Tube, 240-format, External Thread

base: 2D Code

uncapped



Packung à 2400 Tubes (bulk)



Artikel-Nr.: AX67-0202-01 | **Azenta** | Herstellernummer: 67-0202-01

927,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Passend für Rackformat: SBS/240

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 2400 Tubes (bulk)

Volumen: 0.2 ml