

0.2ml 2D-coded Tube, 240-format, External Thread

base: 2D Code
capped



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX67-0202-11 | **Azenta** | Herstellernummer: 67-0202-11

2.235,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Passend für Rackformat: SBS/240

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.2 ml