

0.2ml 2D-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code

uncapped



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX67-0203-02 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 67-0203-02

577,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.2 ml