

Screw Cap, 96-format, External Thread

for 0.2 ml 2D-coded Tube, 96-format



Packung à 960 Caps (bulk)

Artikel-Nr.: AX67-0203-51 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 67-0203-51

305,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Verschluss

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 960 Caps (bulk)