

0.48ml Tri-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Human readable code, capped, LowBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX67-0753-11 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 67-0753-11

1.132,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Format: LowBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.48 ml