

0.65ml Tri-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Number, uncapped, HighBase, lid for TPE caps only



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX67-0755-02 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 67-0755-02

830,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.65 ml