

## 0.9ml Tri-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable  
Number, uncapped, HighBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX67-0757-01 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 67-0757-01

**830,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** FluidX

**Codierung:** 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

**Format:** HighBase Rack

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Gefäß ohne Deckel

**Schraubdeckel / Stopfen:** Innengewinde

**Verpackung:** Packung à 10 Racks

**Volumen:** 0.9 ml