

0.9ml Tri-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Number, capped



Packung à 960 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX67-0757-10 | **Azenta** | Herstellernummer: 67-0757-10

1.089,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 960 Tubes (bulk)

Volumen: 0.9 ml