

0.9ml 2D-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code

uncapped



Packung à 960 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX67-0758-00 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 67-0758-00

492,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 960 Tubes (bulk)

Volumen: 0.9 ml