

0.9ml 2D-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code, uncapped

HighBase rack, lid for TPE caps only



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX67-0758-02 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 67-0758-02

527,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.9 ml