

## 0.9ml 2D-coded Tube, 96-format, Internal Thread

base: 2D Code, capped  
HighBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX67-0758-11 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 67-0758-11

**777,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** FluidX

**Codierung:** 2D-Barcode

**Format:** HighBase Rack

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Gefäß mit Deckel

**Schraubdeckel / Stopfen:** Innengewinde

**Verpackung:** Packung à 10 Racks

**Volumen:** 0.9 ml