

Rack, 96-format, LowBase

2D rack ID position A12
for 0.26 ml Tubes with External Screw Caps



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX68-0300-21 | **Azenta** | Herstellernummer: 68-0300-21

181,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.26 ml