

## 0.26ml 2D-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D code, uncapped

LowBase rack, 2D rack ID position H12



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0301-01 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-0301-01

**741,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** FluidX

**Codierung:** 2D-Barcode

**Format:** LowBase Rack

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Gefäß ohne Deckel

**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde

**Verpackung:** Packung à 10 Racks

**Volumen:** 0.26 ml