

## 0.26ml 2D-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D code, capped  
LowBase rack, gamma irradiated



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0301-11-GS | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-0301-11-GS

**1.098,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Brand:** FluidX

**Codierung:** 2D-Barcode

**Format:** LowBase Rack

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Gefäß mit Deckel

**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** Packung à 10 Racks

**Volumen:** 0.26 ml