

0.26ml 2D-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D code, uncapped

LowBase rack, 2D rack ID position A12



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0301-13 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-0301-13

741,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Format: LowBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.26 ml