

0.26ml Dual-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code, side: 2D, Human Readable Number
uncapped, LowBase rack, 2D rack ID position H12



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0303-01 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-0303-01

949,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Format: LowBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.26 ml