

0.26ml Dual-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code, side: 2D, Human Readable Number
capped, LowBase rack, 2D rack ID position H12



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0303-11 | **Azenta** | Herstellernummer: 68-0303-11

1.058,00 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Format: LowBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.26 ml