

0.5ml Dual-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code and Human Readable Number
uncapped, HighBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0701-02 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-0701-02

471,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.5 ml