

0.5ml Tri-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Number, capped, gamma irradiated, LowBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0703-11-GS | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-0703-11-GS

1.209,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Format: LowBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.5 ml