

0.5ml 2D-coded Tube, 96-format, External Thread

Base: 2D Code, uncapped



Packung à 960 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX68-0704-00 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-0704-00

345,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 960 Tubes (bulk)

Volumen: 0.5 ml