

## 0.5ml 2D-coded Tube, 96-format, External Thread

Base: 2D Code, capped



Packung à 960 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX68-0704-10 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-0704-10

**782,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** FluidX

**Codierung:** 2D-Barcode

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Gefäß mit Deckel

**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde

**Verpackung:** Packung à 960 Tubes (bulk)

**Volumen:** 0.5 ml