

0.5ml 2D-coded Tube, 96-format, External Thread

Base: 2D Code, capped
LowBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0704-11 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-0704-11

994,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX
Codierung: 2D-Barcode
Format: LowBase Rack
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde
Verpackung: Packung à 10 Racks
Volumen: 0.5 ml