

0.8ml Tri-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Number, uncapped, HighBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-0801-01 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-0801-01

830,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß ohne Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.8 ml