

0.9ml Dual-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code and Human Readable Number
capped, HighBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-1001-11-GS | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-1001-11-GS

841,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 0.9 ml