

1.0ml Tri-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable
Number, capped



Packung à 960 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX68-1003-10 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-1003-10

1.094,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 960 Tubes (bulk)

Volumen: 1.0 ml