

## 1.0ml Tri-coded Tube, 96-format, External Thread

base: 2D Code, side: 1D Barcode, Human Readable  
Number, capped, HighBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-1003-11 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-1003-11

**1.024,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Brand:** FluidX

**Codierung:** 1D-Barcode, 2D-Barcode, Tri-Coded, Zahlencode

**Format:** HighBase Rack

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Gefäß mit Deckel

**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde

**Verpackung:** Packung à 10 Racks

**Volumen:** 1.0 ml