

1.0ml 2D-coded Tube, External Thread

base: 2D Code, capped



Packung à 960 Tubes (bulk)

Artikel-Nr.: AX68-1004-10 | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-1004-10

782,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: Packung à 960 Tubes (bulk)

Volumen: 1.0 ml