

1.0ml 2D-coded Tube, External Thread

base: 2D Code, capped
gamma irradiated, HighBase rack



Packung à 10 Racks

Artikel-Nr.: AX68-1004-11-GS | [Azenta](#) | Herstellernummer: 68-1004-11-GS

1.044,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode

Format: HighBase Rack

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 1.0 ml