

Echo Qualified Acoustic Tube Sample, Intern. capped

70 µl tube with 2D4 Code, capped with screw cap
Acoustic Tube Rack, 1D Barcode, Locking Lid



Packung à 10 Racks



Artikel-Nr.: AX69-0200-11-SAMPLE | **Azenta** | Herstellernummer: 69-0200-11-SAMPLE

363,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Brand: FluidX

Codierung: 2D-Barcode, 2D4 Quad Code

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Verpackung: Packung à 10 Racks

Volumen: 70µl