

iFuge L400 NXT Basiseinheit ohne Rotor



1 Stück


Artikel-Nr.: 552620 | Biozym

1.103,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

- **Rotortyp:** Fixed oder Swing
- **Bucket Typen:** 4x50 ml, 24x15 ml, 32x7 ml, 16x15 ml
- **Maximale Geschwindigkeit RPM/RCF:** 4500 RPM/RCF (g) variiert je nach Rotor
- **Maximales Volumen:** 360 ml (24x15 ml)
- **Motortyp:** Brushless DC Motor (BLDC)
- Großes Display
- **Geschwindigkeitseinstellungen:** 500 bis 4500 RPM
- **Geschwindigkeitsgenauigkeit:** +/- 100 RPM
- **Zeiteinstellungen:** 1 bis 99 Minuten, unendlicher Modus
- **Beschleunigungszeit:** 35 +/- 5 Sekunden
- **Abbremszeit:** 35 +/- 5 Sekunden
- **Umwuchterkennung:** automatisch
- **Geräuschlevel:** <70 dB
- **Dimensionen (WxDxH) in mm:** 553 x 427 x 247 mm
- **Gewicht:** 16,2 kg



Bucket 4 Stück à 8 x 7 ml	 Art.-Nr. 552622S	 Art.-Nr. 552622F
Bucket 4 Stück à 6 x 15 ml	 Art.-Nr. 552623S	 Art.-Nr. 552623F
Bucket 4 Stück à 4 x 15 ml	 Art.-Nr. 552624S	 Art.-Nr. 552624F
Bucket 4 Stück à 1 x 50 ml	 Art.-Nr. 552625S	 Art.-Nr. 552625F

Beschreibung

Display (LCD): ja

Drehzahlregelung/Timer: ja

Kapazität: 7 ml, 15 ml, 50 ml

Kategorie: Zentrifuge

max. RCF (x g): bis 4500

Produktlinie: iFuge L400 NXT

Verpackung: 1 Stück

- Kein Austausch des Rotors mehr nötig: eine einzelne universelle Rotoroption (als Swing Out oder Fixed Rotor Typ erhältlich) für eine Auswahl an verschiedenen Buckets verfügbar
- Anpassbare Zeiteinstellungen erlauben dem Anwender einen Timer von 1 bis 99 Minuten zu setzen
- Dauerhaft wartungsfreier Brushless-Motor
- Lid lock safety: Der Deckel öffnet sich nicht, solange der Rotor noch läuft
- Elektronische Umwuchterkennung für eine maximale Sicherheit
- Anpassbare Geschwindigkeiten bis zu 4500 RPM
- Intelligent gestalteter Luftstrom stellt sicher, dass sich die Temperatur der Proben nicht signifikant erhöht
- Einfaches Be- und Entladen der Proben durch die geringe Höhe