

FITC anti-mouse CD206 (MMR) Recombinant

Rat IgG1, kappa
QA17A35

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B162507 | **BioLegend** | Herstellernummer: 162507

108,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICFC

Clone: QA17A35

Format: FITC

Isotype: kappa, Rat IgG1

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

FITC anti-mouse CD206 (MMR) Recombinant

Clone: QA17A35

Isotype: Rat IgG1, kappa

Other_Names: Macrophage mannose receptor, Mannose receptor, MCR1

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: FITC

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24563>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>