

Spark YG 593 anti-human CD105

Mouse IgG1, kappa
43A3

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B323234 | **BioLegend** | Herstellernummer: 323234

168,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 43A3

Format: SPKYG_593

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Spark YG 593 anti-human CD105

Clone: 43A3

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Endoglin

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: SPKYG_593

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24499>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>